



**СОЛНЫШКО**  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВЫБИРАЙТЕ  
АППАРАТ  
ПРАВИЛЬНО!





ОУФК-01




Для всей семьи

**Внутриполостные облучения :**

- слизистых горла, носа
- наружного слухового прохода

**Местные и локальные облучения:**

- инфицированных повреждений кожных покровов
- воспалительных повреждений кожных покровов
- опоясывающий лишай



Спектральный диапазон 180 - 275 Нм



**СОЛНЫШКО**  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ОУФБ-04



## Универсальный

Для лечения:

- гриппа, ОРВИ, ринита
- в послеоперационном периоде
- аллергических заболеваний
- бронхолегочных заболеваний
- ран, фурункулов, флегмон, эрозий

Необходимо  
определение  
биодозы



Спектральный диапазон 180 - 275 Нм

  
**СОЛНЫШКО**  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ОУФВ-02



## Для всей семьи

### Для лечения:

- гриппа, ОРВИ, ринита
- псориаза (комплексно)
- атонического дерматита, пиодермии, распространенного фурункулеза
- внутриполостных процедур
- кварцевания помещений (помещение площадью 15-30 м кв. кварцуют в отсутствие людей и животных, а также растений, в течении 15 -30 мин) с последующим проветриванием


Необходимо  
определение  
биодозы



Спектральный диапазон 230 - 400 Нм

  
**СОЛНЫШКО**  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

# ОУФК-03




## Закаливаемся

- компенсация солнечной недостаточности у различных категорий населения, рахит
- нарушение иммунного статуса организма при хронических воспалительных заболеваниях
- переломы костей, остеопороз
- нейродермит, псориаз
- закаливание
- раны, пролежни в стадии эпителизации


Имеются частные методики  
лечения аппаратом

**Необходимо  
определение  
биодозы**



Мягкий спектральный диапазон  
300 - 400 Нм


ОУФК-05



## Закаливаемся

- профилактика рахита у детей
- профилактика острых и хронических бронхолегочных заболеваний
- повышение иммунного статуса
- переломы костей, остеопороз
- псориаз , нейродермит
- различные виды ран в стадии эпителизации
- экзема, псориаз

Необходимо  
определение  
биодозы



Мягкий спектральный диапазон  
300 - 400 Нм



**СОЛНЫШКО**  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ОУФ-06



## Для путешественников



- грипп, острые респираторные инфекции
- вазомоторный и острый ринит
- раны (гнойные, чистые )
- гайморит острый и хронический
- обработка кроватей , санузлов в гостиницах и отелях, кресел автомобиля

**Необходимо определение биодозы**

Спектральный диапазон  
180 - 275 Нм





АМНП-02



## Магнитон «Солнышко»



- гипертоническая болезнь первая и вторая стадии
- атеросклероз, энцефалопатия
- венозная недостаточность, тромбоз, тромбоз
- лимфостаз, невралгия лицевого нерва
- бронхолегочные заболевания
- деформирующий артроз
- хронический гастрит, гастродуоденит, гепатит, аднексит



**СОЛНЫШКО**  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ОУФД-01



## «Детское солнышко»

Для лечения и профилактики воспалительных и вирусных ЛОР - заболеваний у детей.

**Применение:**

- облучение слизистых оболочек носа, небных миндалин, наружного слухового прохода при воспалительных, инфекционно-аллергических заболеваниях
- местные и локальные облучения кожных покровов при травматических, гнойных и инфекционно-воспалительных повреждениях

Необходимо  
определение  
биодозы



Спектральный диапазон 180 - 275 Нм

  
**СОЛНЫШКО**  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОДОЗЫ

## Для определения биодозы необходимо надеть очки

1. Биодозу определяют в области живота, ягодиц, фиксируя биодозиметр на теле. Биодозиметр имеет 6 отверстий ( окошечек) и подвижную заслонку.
2. УФ-облучатель включают в сеть, прогревают (см. инструкцию). Свечение начинают с расстояния, на котором будет проводиться процедура. Все окошечки биодозиметра д. б.. открыты. Через каждую минуту ( дети 30 сек) в процессе свечения необходимо закрывать по очереди новое отверстие. В результате свечения 1 окошечко облучается 1 мин (дети 30 сек)  
2 окошечко - 2 мин (1 мин)  
3 окошечко - 3 мин (1,5 мин)  
и т.д. до шестого окошечка и 6 мин облучения.
3. Результат оценивается через 24 часа. Одной биодозой будет считаться более слабое, но четко очерченное покраснение КОЖИ. (См.рисунок инструкции)






# СВЕТИЛЬНИК ТЕПЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



**Светодиодный светильник - облучатель** предназначен для выращивания цветочных, плодово - овощных культур, а так же рассады, в закрытом грунте, в условиях короткого светового дня, с минимальными затратами.

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



## Преимущества:

- Низкое энергопотребление - в 2,5 раза ниже, по сравнению с другими источниками света;
- Сверхдолгий срок службы - более 10-ти лет;
- Обеспечивают высокую экологическую и пожарную безопасность;
- Не содержат ртути и других вредных веществ;
- Обеспечивают безинерционность (плавность) освещения.

Тел. магазина 8(831) 414-84-52

Тел. для оптовых покупателей 8(831) 243-53-30

# ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ДМВ-01-1



Аппараты ДМБ предназначены для местного воздействия в лечебных целях на отдельные участки человеческого организма высокочастотным электромагнитным полем дециметрового диапазона.

ДМВ-02





Аппарат ДМБ терапии ДМВ-02 «Солнышко», предназначен для местного воздействия в лечебных целях на отдельные участки человеческого организма высокочастотным электромагнитным полем дециметрового диапазона по контактной методике.

ДМВ-03



Аппарат может применяться в физиотерапевтических отделениях лечебных и лечебно-профилактических учреждений, а также на дому по рекомендации лечащего врача или врача физиотерапевта.





ООО "Солнышко"  
603070, Россия, г. Нижний Новгород,  
Мещерский бульвар, д.7/2  
Сайт: [www.solnyshco.com](http://www.solnyshco.com)  
Тел. магазина 8(831) 414-84-52  
Тел. для оптовых покупателей 8(831) 243-79-01,  
243-78-99